


**PASTA DEL
CAPITANO®**
100 ANNI DI QUALITÀ

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

INN
906

SPAZZOLINO ELETTRICO RICARICABILE

RECHARGEABLE BATTERY
TOOTHBRUSH



MANUALE D'ISTRUZIONE
USER MANUAL

MANUALE D'ISTRUZIONE

Lo spazzolino elettrico PASTA DEL CAPITANO è un dispositivo con movimento rotatorio oscillante, che permette alle setole di avvolgere completamente la superficie dei denti, seguire il contorno gengivale ed ottenere ottimi risultati di pulizia ed igiene dentale. Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. Si consiglia di conservare questo manuale per ogni eventuale necessità di consultazione futura.

INFORMAZIONI GENERALI E NORME DI SICUREZZA

Quando si usano prodotti elettrici, specialmente in presenza di bambini, è necessario osservare attentamente tutte le norme generali di sicurezza.

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE:


- Prima di collegare l'apparecchio alla rete, verificare che il voltaggio indicato sull'apposita targhetta corrisponda a quello della vostra presa di corrente.
- Questo prodotto è stato concepito per operare con un voltaggio compreso nel range 100-240V.
- Convertitori di voltaggio non garantiscono compatibilità.
- Non forzare la spina per farla entrare nella presa.
- Se la spina non entra facilmente nella presa, disconnettere il prodotto dalla presa di corrente.
- Disconnettere sempre il prodotto dalla presa di corrente dopo l'uso.
- Non utilizzare mai il prodotto in stato di sonnolenza.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per la sostituzione del prodotto.
- Non utilizzate il prodotto se il cavo d'alimentazione o la presa dovessero essere danneggiati, se si dovessero notare anomalie nel funzionamento o se l'apparecchio è caduto in acqua. In questi casi rivolgersi sempre ad un centro d'assistenza autorizzato.
- Se la base caricabatteria dovesse cadere in acqua, non toccare l'acqua, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Non immergere mai la base nell'acqua o altri liquidi.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente prima della pulizia della base o del contenitore porta-spazzolini.
- Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai il prodotto mentre si fa il bagno o la doccia.
- Non riporre mai il prodotto in luoghi da dove potrebbe facilmente cadere nel lavandino o nella vasca da bagno.
- Usare solo con il caricabatteria e gli accessori originali.
- Non inserire nessun tipo di oggetto nelle fessure.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde.
Non attorcigliare il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.

- Tirare sempre per la spina e mai per il cavo.
- Non aprire, manomettere o tentare di riparare l'apparecchio. Smontare solo in caso di smaltimento.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, nelle vicinanze di aerosol o sostanze infiammabili. PERICOLO DI INCENDIO.
- L'uso di questo prodotto può interferire con i pacemaker o con altri dispositivi elettromedicali. Consultare il medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni riportate in questo manuale e/o seguire le istruzioni del vostro dentista.
- Seguire attentamente le istruzioni d'uso, ogni utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale è da intendersi uso non conforme e quindi improprio. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni provocati a persone e cose derivanti da un uso improprio dell'apparecchio. Questo apparecchio è destinato esclusivamente alla pulizia di denti e gengive. Non utilizzatelo per scopi diversi da quelli previsti. Qualora avvertiate dolore durante l'utilizzo, contattate il vostro medico.
- Tenere il prodotto e le sue parti lontani dalla portata dei bambini.
- Lo spazzolino elettrico non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. Questo prodotto non è concepito per essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Il prodotto è destinato al solo uso domestico, non utilizzare il prodotto a fini commerciali.
- Prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il prodotto dalla presa di corrente.

ATTENZIONE

- Non lavare la testina, l'impugnatura, il caricabatterie in lavastoviglie.
- Se nel corso degli ultimi 2 mesi vi siete sottoposti a interventi su denti o gengive, chiedete il parere del vostro dentista prima di utilizzare lo spazzolino.
- Rivolgetevi al vostro dentista nel caso di eccessivo sanguinamento dopo l'uso dell'apparecchio o qualora tale sanguinamento continui per più di una settimana.
- In caso di problemi orali, consultate il medico prima di utilizzare lo spazzolino elettrico Pasta del Capitano.
- Non utilizzate l'apparecchio in presenza di setole rovinate o piegate. Sostituite la testina al massimo ogni 2 mesi ed ogni qualvolta si manifestino segni di usura.
- Utilizzate esclusivamente le testine consigliate dal produttore.
- Se il dentifricio utilizzato contiene perossido, bicarbonato di sodio o bicarbonato (impiegati di solito per i dentifrici sbiancanti), pulite accuratamente la testina con acqua e sapone dopo ogni uso, onde evitare di danneggiare la parte in plastica.

DESCRIZIONE PRODOTTO



COME CARICARE LO SPAZZOLINO

- Verificare che lo spazzolino sia spento, prima di metterlo a caricare.
- Posizionare l'impugnatura nella base di ricarica (Fig. 1). La spia di ricarica si illumina per segnalare il processo di ricarica. Una ricarica completa richiede circa 24 ore.




Fig.1

AVVERTENZE:

- Prima di utilizzare lo spazzolino per la prima volta, è necessario caricare le batterie completamente, per circa 24 ore.
- Lo spazzolino deve essere caricato 24 ore se:
 - a. si utilizza l'apparecchio per la prima volta
 - b. non si utilizza l'apparecchio da più di 3 mesi
- Per avere a disposizione lo spazzolino sempre carico, si consiglia di tenerlo inserito sulla base di ricarica quando non in uso.
- Durante la carica, lo spazzolino potrebbe riscaldarsi, ciò è normale.
- La vita utile del prodotto si riduce con l'invecchiare delle batterie. Se dopo aver caricato completamente l'apparecchio, riuscite ad utilizzare lo spazzolino brevemente una sola volta, significa che le batterie si stanno esaurendo, contattare il centro assistenza.

COME USARE LO SPAZZOLINO

1. Inserire la testina nell'albero vibrante e ruotarla per un quarto di giro in senso orario finché non si blocca in posizione. (Fig.2) Verificare che la testina sia stata inserita bene, per evitare che si sposti a causa delle vibrazioni dello spazzolino.
2. Inumidire la testina dello spazzolino, quindi applicare il dentifricio.
3. Inserire la testina in bocca prima di accendere lo spazzolino.




Fig.2

4. Premere il tasto ON per accendere lo spazzolino (Fig.3).

Spazzolare i denti seguendo le 4 sezioni delle arcate dentali:

Parte superiore esterna Parte superiore interna
 Parte inferiore esterna Parte inferiore interna




Fig.3

5. Passare lo spazzolino lentamente su ogni dente di ciascuna sezione (Fig.4), senza premere troppo forte la testina.

- Spazzolare ciascun dente per alcuni secondi prima di passare a quello successivo

- Pulire sia i denti, sia le gengive, prima la parte esterna poi quella interna

- Attenzione a non spazzolare o premere troppo forte lo spazzolino contro i denti e le gengive

6. Premere il tasto OFF per spegnere lo spazzolino. Togliere la testina dello spazzolino dalla bocca solo dopo aver spento l'apparecchio.




Fig.4

Nota:

- Durante i primi giorni di utilizzo, le gengive possono sanguinare leggermente. Questo fenomeno dovrebbe scomparire in pochi giorni. Se le gengive continuano a sanguinare per più giorni, interrompere l'uso dell'apparecchio e contattare il proprio medico.
- 2 minuti è considerato il tempo minimo necessario per lavare i denti adeguatamente. Per la pulizia più profonda, è consigliare prolungare il tempo di spazzolamento di alcuni secondi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lavare bene la testina dello spazzolino dopo ogni uso. Rimuovere la testina dall'impugnatura e sciacquarla sotto l'acqua tiepida, quindi asciugarla prima di inserirla nuovamente sull'impugnatura. La testina deve essere completamente asciutta prima di inserirla nell'albero. Periodicamente pulire l'impugnatura e la base come indicato sotto.

1. Rimuovere la testina dall'impugnatura ruotandola in senso anti-orario. (fig.5)




Fig.5

2. Accendere lo spazzolino e sciacquare l'albero vibrante sotto l'acqua corrente, in modo da eliminare eventuali residui di dentifricio. Spegnerlo lo spazzolino.




Fig.6

3. Lavare bene la parte interna (Fig.7) e le setole della testina sotto l'acqua corrente.




Fig.7




Fig.8

4. Pulire la base caricabatterie con un panno umido, quindi asciugare. Non immergere mai la base in acqua! La base deve essere asciutta completamente prima di collegarla alla presa di corrente (Fig.9).




Fig.9

NOTE:

- Per mantenere le testine in ottimali condizioni igieniche, si raccomanda di immergere la testina dello spazzolino in un detergente per protesi dentali ogni 2 o 4 settimane.
- Per assicurare la massima igiene dentale, la testina dello spazzolino dovrebbe essere sostituita ogni 2 mesi e comunque ogni qualvolta le setole risultino danneggiate, macchiate piegate o consumate.
- Ogni altro tipo di attività di manutenzione deve essere svolta dal personale specializzato di un centro assistenza autorizzato.
- Se lo spazzolino non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo si raccomanda di scollegarlo dalla presa di corrente e riporlo in un luogo asciutto, lontano dalle fonti di calore. Conservare lo spazzolino ben pulito lontano dalla portata dei bambini. Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI PROBLEMI E RISOLUZIONE

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Lo spazzolino non funziona	Avete appena acquistato lo spazzolino o non lo utilizzate da più di 3 mesi	Caricare lo spazzolino per almeno 24 ore
Oscillazioni deboli e meno frequenti	State premendo la testina con eccessiva forza sui denti	Appoggiare delicatamente la testina sulla superficie di denti e gengive
Lo spazzolino funziona solo per pochi secondi anche se carico	La batteria si è esaurita	Contattare il centro assistenza
	Non è stato caricato a sufficienza	Caricare il prodotto per almeno 24 ore

ETICHETTE DATI spazzolino:**ETICHETTE DATI carica batterie:**



Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IPX7

Grado di protezione dal contatto con l'acqua.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II.



Questo dispositivo è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.




Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

COME RIMUOVERE LE BATTERIE RICARICABILI:

Il prodotto è alimentato a 2,4V 600mAh tramite 2 batterie AAA NiMh incluse. Al termine della vita utile del prodotto, rimuovere le batterie prima di smaltire l'apparecchio e riciclare o smaltire le batterie secondo le normative locali vigenti in materia di raccolta differenziata delle batterie.

Non aprire o smontare il prodotto, se non quando dovete provvedere al suo smaltimento. Osservare le norme basilari di sicurezza e disconnettere il prodotto dalla presa di corrente prima di rimuovere le batterie.



Rimuovere il coperchio alla base dell'impugnatura. Usare un cacciavite "+", svitare le 2 viti e aprire il vano batterie. (Fig.10)




Fig.10

Facendo leva sull'impugnatura rimuovere il supporto batterie. (Fig.11)

Usare un cacciavite "+" per rimuovere le batterie dal supporto.

Attenzione: non collegare il prodotto alla rete quando sono state rimosse le batterie. Smaltire le batterie in conformità alla legge locale. Verificare con le autorità competenti come disporre delle restanti parti dell'apparecchio.




Fig.11

USER MANUAL

PASTA DEL CAPITANO electric toothbrush is a device with oscillating rotary movement, which allows the bristles to completely cover the surface of the teeth, follow the gingival contour and get excellent cleaning results and dental hygiene.

Before starting using the appliance, please read carefully all the instructions below. It is advisable to save this instruction manual for future uses.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

When using electrical products, especially when children are present, the basic safety precautions below should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING:

- Before connecting the appliance, check the voltage shown on the rating label corresponds to the local mains voltage.
- This product has been designed to operate with a voltage in the range 100-240V.
- Voltage converters do not guarantee compatibility.
- Do not force the plug to make it fit into the power.
- If the plug does not fit into your outlet, disconnect the product from the power outlet.
- Always disconnect the product from the power outlet after use.
- Never use the product in a state of drowsiness.
- The power cord cannot be replaced. Contact an authorized service center for replacement of the product.
- Do not use this product if the power cord or plug are damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. In case of doubts, please address to a specialised centre.
- If the charging station falls into water, do not try to reach it into the water, but pull out the power plug immediately instead!
- Do not immerse the charger into water or any other liquid.
- Always pull the power cord out of the outlet before cleaning the brush stand or the charging station.
- Keep the unit away from heat, direct sunlight, moisture, sharp objects and similar ones.
- Do not immerse the device in water or other liquid.
- Do not handle with wet hands.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, shower stall or sink.
- Use only with the charging station and accessories supplied.
- Do not insert any foreign object into any opening on the product.
- Make sure that the power cord does not touch hot surfaces. Do not wrap the power cord around the device.
- Always pulling from the plug and not from the cable.
- Do not dismantle this product at any time other than when disposing of it.
- Do not use outdoors or operate where aerosol products are being used or oxygen is being used or administered. This is a fire hazard.
- Use of this product may interfere with the operation of pacemakers or other internal

medical devices. If you use one of these devices you should consult your physician.

- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Follow the instructions for use, all uses other than described in this manual are considered improper use.

The manufacturer declines all responsibilities for damages to persons or properties resulting from improper use of the device.

This appliance is intended for cleaning teeth and gums. Do not use it for purposes other than those intended.

If you feel pain during use, contact your doctor.

- Keep the device out of reach of children.
- The toothbrush is not suitable for use by children under 3 years of age.
- This device is not a toy. This product is not intended to be used by children without direct adult supervision.


CAUTION: Do not leave the battery compartment open in the presence of children, choking hazard with the ingestion of the batteries.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) with mental, physical or sensory capacities reduced, except in cases in which such persons have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep all packing material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc..) out of reach of the children, since they are potential sources of danger and must be disposed of as provided by law.
- The product is intended for household use only, do not use the product for commercial purposes.
- Before proceeding with any cleaning or maintenance, disconnect the product from the power outlet.

ATTENTION

- Do not clean the head or the handle in the dishwasher.
- If during the last 2 months you have had interventions on the teeth or gums, ask the advice of your dentist before using the brush.
- Consult your dentist if excessive bleeding after use of the device or if bleeding continues for more than a week.
- In case of oral problems, consult your doctor before using Pasta Del Capitano electric toothbrush.
- Do not use the appliance with crushed or bent bristles. Replace the brush head every two months and whenever appear signs of wear.
- Use only the heads recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the print head with soap and water after each use, to prevent damage to the plastic.

PRODUCT DESCRIPTION:



HOW TO CHARGE THE TOOTHBRUSH

- Make sure the brush is turned off, before putting it to load.
- Place the handle in the charger (Fig. 1). The charging light will illuminate to indicate the charging process. A full recharge takes about 24 hours.




Fig.1

WARNINGS:

- Before using the brush for the first time, you must fully charge the batteries for about 24 hours.
- The toothbrush must be charged 24 hours if:
 - a. you are using the appliance for the first time
 - b. you are not using the unit for more than 3 months
- In order to have the brush fully charged, it is recommended to keep it inserted into the charger when not in use.
- During charging, the toothbrush may become warm, it is normal.
- The useful life of the product decreases with the age of the batteries. If, after fully charging the device, you can use the toothbrush once briefly, it means that the batteries are running low, contact the service center.

HOW TO USE

1. Slide the brush head onto the toothbrush, insert it into the drive shaft catch and turn it clockwise into the drive shaft catch and turn it clockwise a quarter, until it locks into place on handle, to prevent the brush head from becoming detached due to vibration.
2. Moisten the bristles, apply toothpaste.
3. Insert the head attachment into the mouth before switching the unit on.




Fig.2

4. Press ON button to turn on the toothbrush (Fig.3).

Brush your teeth following the 4 sections of the dental arches:

outside upper	inside upper
outside lower	inside lower




Fig.3

5. Pass the brush slowly on each tooth in each section (Fig. 4), without pressing too hard the brush head.

- Brush each tooth for a few seconds before moving on to the next

- Clean both the teeth, and gums, first the outside then the inside

- Be careful not to brush or press too hard the toothbrush against your teeth and gums

6. Press the OFF button to turn off the brush. Remove the brush head from the mouth only after turning off the device.




Fig.4

Note:

- In the first days of using an electric toothbrush some users may experience slight bleeding from the gums. This phenomenon should disappear in few days. If bleeding persists, please consult your doctor.
- 2 minutes is considered to be the minimum time needed to brush your teeth properly. For more thorough cleaning, it is advice to prolong the time of brushing a few seconds.

CLEANING AND MAINTENANCE

Thoroughly rinse the brush head after each use. Remove the head from the handle and rinse under lukewarm water, then dry it before you put it back on the handle. The head must be completely dry before you put it in the shaft. Periodically clean the handle and the base as shown below.

1. Remove the head from the handle by turning it anti-clockwise. (fig.5)




Fig.5

2. Turn on the toothbrush and rinse the vibrant shaft under running water to remove any remaining toothpaste. Turn off the brush.




Fig.6

3. Thoroughly rinse the inner part (Fig. 7) and the bristles of the brush head under running water.




Fig.7




Fig.8

4. Clean the charger base with a damp cloth, then dry. Never immerse the base in water! The base must be completely dry before connecting it to the power outlet. (Fig.9)




Fig.9

NOTES:

- To keep the brush attachments in an hygienically perfect condition, it is recommended that they are put in a denture cleaning solution approximately every 2-4 weeks in addition to the normal cleaning.
- To obtain a long-lasting, optimal cleaning effect, the brush attachments should be replaced every 2 months or whenever the bristles get damaged, stained or worn folded.
- Any other type of maintenance tasks must be carried out by specialized personnel of an authorized service center.
- If the brush is not used for a long period of time it is recommended to disconnect it from the power outlet and store it in a dry place, away from sources of heat. Keep your toothbrush clean well out of the reach of children. Do not twist the cord around the appliance.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The toothbrush does not work	You have just bought a toothbrush or do not use it for more than 3 months	Load the product for at least 24 hours
Oscillations weak and infrequent	You are pressing the brush head with excessive force on teeth	Gently touch the brush head on the surface of teeth and gums
The toothbrush works only for a few seconds even after charging	The battery has reached the end of its life cycle.	Contact service centre for support
	Charging time was insufficient	Load the product for at least 24 hours

RATING LABEL:

**Prodotto da Innoliving Spa Via Merloni 60131
Ancona sotto licenza ufficiale di Farmaceutici
Dott.Ciccarelli S.p.A**

INN-906 SPAZZOLINO ELETTRICO

ELECTRIC TOOTHBRUSH

Input:100-240V AC 50/50Hz Power:0.9~1.5W

MADE IN CHINA

LOT n.



IPX7



Rev.01_11.2015



Read carefully the instruction manual.

IPX7

Degree of protection from contact with the water.



Device with electrical isolation class II.



This product complies with all the applicable EU directives.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”.

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.




The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the end of their life. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps preventing potentially negative consequences on the environment and human health.

HOW TO REMOVE THE BATTERY:

The product is powered by 2,4V 600mAh with 2 AAA NiMh batteries included. At the end of the product life, remove the batteries before disposing of the appliance and recycle or dispose of batteries according to local regulations regarding the collection of batteries.

Do not open or disassemble the product, except when you need to dispose of it. Follow the basic safety standards and disconnect the product from the power outlet before removing the batteries.



Remove the cover from the base of the handle. Use a screwdriver "+", unscrew the 2 screws and open the battery compartment. (Fig.10)




Fig.10

Pry handle handle to remove the battery holder. (Fig.11).

Use a "+" screwdriver to pry the battery out of the battery holder.

CAUTION: Do not connect the appliance to the mains again after you have removed the battery. Recycle or dispose of the battery properly. Ask your local waste management office if they accept the remaining toothbrush components for recycling.




Fig.11



INNOVAZIONE E TRADIZIONE

SERVIZIO
ASSISTENZA
CLIENTI

IN GARANZIA
RESO E RICONSEGNA
GRATUITA

Tel 199.188.335



MADE IN CHINA

innoliving
easy tech, easy life

Prodotto Da Innoliving Spa Via Merloni 9 - 60131 Ancona
www.innoliving.it
sotto licenza ufficiale di Farmaceutici Dott. Ciccarelli S.p.A