





## MANUALE D'ISTRUZIONE

*Vi ringraziamo per aver acquistato la bilancia elettronica INN-152. Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze e conservare per eventuali consultazioni future.*

## AVVERTENZE

- Questo prodotto è destinato solo all'uso per cui è stato concepito, e cioè come bilancia elettronica per uso esclusivamente domestico. Ogni altro uso e da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- La presente bilancia non è utilizzabile per determinare il peso di oggetti o sostanze nelle transazioni commerciali, per la fabbricazione di medicine, per il calcolo di pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennità o canoni di tipo analogo determinati in funzione del peso.
- Questa bilancia è utilizzabile per tenere sotto controllo il proprio peso corporeo e non è utilizzabile per fare diagnosi o trattamenti medici. Valori che possono sembrare insoliti o fuori norma devono sempre essere discussi con il proprio medico. Al fine di evitare rischi per l'utilizzatore di questo dispositivo, in nessuna circostanza si devono modificare i dosaggi di qualsiasi farmaco o terapia prescritti dal proprio

medico basandosi sui dati misurati da questo dispositivo.

- Evitare di sovraccaricare la bilancia, potrebbe danneggiarsi.
- Non aprire o manomettere l'apparecchio: le riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato; in caso contrario decade la garanzia.
- Tenere la piattaforma della bilancia asciutta per evitare di scivolare.
- Non posizionare la bilancia su superfici soffici (come un tappeto) altrimenti la misurazione del peso potrebbe essere inappropriata.
- Non posizionare nessun oggetto sulla bilancia se non viene utilizzata.

#### SIMBOLI DISPLAY



- < Livello batteria
- < Unità di misura
- < Temperatura ambiente

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: 180kg
- Divisione: 50g
- Unità di misura: kg/lb
- Piattaforma in legno di bambù
- Dimensioni piattaforma: 300 x 300 x 12 mm
- Dimensioni prodotto: 300x300x30 mm
- Display LCD retroilluminato
- Sensori ad alta precisione "strain gauge"
- Modalità accensione "Step on"
- Rilevazione Temperatura ambiente
- Indicatore batteria scarica: Lo

- Indicatore sovrappeso: oL
- Auto-spegnimento
- Alimentazione: 2 batterie AAA incluse

### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il vano batteria sotto la bilancia, quindi inserire 2 batterie AAA al suo interno e riposizionare il coperchio.
2. Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana.
3. Salire sulla bilancia, il display mostrerà automaticamente il peso. Stare fermi sulla bilancia, distribuendo uniformemente il peso senza muoversi.
4. La bilancia si spegnerà automaticamente dopo pochi secondi di inutilizzo.
5. Quando il display mostra "Lo" o non si accende, sostituire le batterie.
6. Se viene visualizzato "oL", la bilancia è stata sovraccaricata (oltre 180 kg).
7. È possibile selezionare l'unità di peso kg/lb premendo il tasto sul retro della bilancia.

### MANUTENZIONE

Pulire con un panno umido: evitare qualsiasi infiltrazione d'acqua. Non utilizzare mai detersivi chimici. Non immergere il prodotto nell'acqua. Non salire sulla bilancia con i piedi bagnati. Non riporre la bilancia in posizione eretta, questo infatti facilita l'esaurimento delle batterie. In quanto strumento di precisione, la bilancia deve essere trattata sempre con cura. Non farla cadere e non saltarci sopra. Non aprire o manomettere l'apparecchio: le riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato; in caso contrario decade la garanzia. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di rimuovere la batteria, in quanto una possibile perdita di liquido potrebbe danneggiare l'apparecchio.

Inoltre poiché la qualità delle batterie varia da modello a modello, la garanzia del prodotto non copre i danni causati da una possibile perdita di liquido. Quando la bilancia non viene utilizzata non lasciare pesi appoggiati sulla pedana. Tenere al riparo da polvere e umidità; non esporre al sole o a temperature eccessive.

In caso di malfunzionamento:

- controllare che le batterie siano inserite correttamente

Indicatore batterie scariche

Se la bilancia non si accende o mostra "Lo", le batterie potrebbero essere esaurite; sostituire le batterie.

### ETICHETTA DATI

<p>Innolving Spa Via Merloni, 2/B - 60131 Ancona - Italy</p>	
<p><b>INN-152 BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA</b> <b>DIGITAL BATHROOM SCALE</b></p>	
<p>MAX.: 180 Kg Div. 50 g</p>	
<p>3V  (2x AAA batt.) SOLO PER USO DOMESTICO HOUSEHOLD USE ONLY</p>	
<p>MADE IN CHINA</p>	
<p>Lot:</p>	



Questo articolo è conforme a tutte le direttive europee applicabili



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI** ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie.

Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

**2 x batterie zinco carbone AAA da 1,5V** (incluse nella confezione)

**2 x 1,5V carbon zync AAA batteries** (included in the package)

Modello / Model: R03

Fabbricate da / Manufactured by: **Foshan Nanhai District Li Shui Li Jing**

**Power Supply Factory** - No.2 Workshop of No.1 Road, Xinlian Industrial Zone East, Lishui

**Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China**

Importate da / Imported by: **Innoliving Spa**

Via Merloni 2/B - 60131 Ancona, Italia

Data di produzione/ Mfg. Date: 04-2024

Peso / Weight / Peso: 2 x 7g

MADE IN CHINA



## INSTRUCTION MANUAL

*Thank you for purchasing the INN-152 electronic scale.*

*Read the warnings carefully before use and keep for future reference.*

## WARNINGS

- This product is intended only for the use for which it was designed, i.e. as an electronic scale for domestic use only. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous.
- Packing elements (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger and must be disposed of in accordance with current regulations.
- This scale cannot be used to determine the weight of objects or substances in commercial transactions, for the manufacture of medicines, for the calculation of tolls, tariffs, taxes, premiums, fines, remunerations, indemnities or similar charges determined according to of the weight.
- This scale is intended for use in monitoring your body weight and is not intended for medical diagnosis or treatment. Values that may seem unusual or out of the norm should always be discussed with your doctor. In order to avoid risks to the user of this device, under no circumstances should the dosages of any medication or therapy prescribed by your physician be changed based on the data measured by this device.

- Avoid overloading the scale, it could damage it.
- Do not open or tamper with the appliance: repairs must be carried out only by authorized personnel; otherwise the guarantee is void.
- Keep the scale platform dry to avoid slipping.
- Do not place the scale on soft surfaces (such as carpet) otherwise the weight measurement may be inappropriate.
- Do not place any objects on the scale when it is not being used.

#### DISPLAY SYMBOLS



- < Battery level
- < Unit of measure
- < Room temperature

#### TECHNICAL FEATURES

- Capacity: 180kg
- Division: 50g
- Unit of measure: kg/lb
- Bamboo weighing plate
- Weighing plate size: 300 x 300 x 12 mm
- Product size: 300x300x30 mm
- LCD display with backlight
- High-precision "strain gauge" sensors
- "Step on" function
- Room temperature
- Low battery indicator: Lo
- Overload indicator: oL
- Auto-shut off
- Power: 2 AAA batteries included

### Instructions for Use

1. Open the battery compartment under the scale, then insert 2 AAA batteries into it.
2. Place the scale on a hard, level surface.
3. Step on the scale, the display will automatically show the weight. Stand still on the scale, distributing your weight evenly without moving.
4. The scale will automatically turn off after a few seconds of no-use.
5. When the display shows "Lo" or does not turn on, replace the batteries.
6. If "oL" is displayed, the scale has been overloaded (over 180 kg).
7. It's possible to select the unit of measure kg/lb pressing the button on the back of the scale.

### MAINTENANCE

Clean with a damp cloth; avoid any infiltration of water. Never use chemical cleaners. Do not immerse the product in water. Do not step on the scale with wet feet. Do not store the scale in an upright position, as this in fact facilitates the depletion of the batteries. As a precision instrument, the balance should always be treated with care. Don't drop it or jump on it. Do not open or tamper with the appliance: repairs must only be carried out by authorized personnel; otherwise the guarantee is void. If the product is not used for a long period of time, it is advisable to remove the battery, as a possible leakage of liquid could damage the device.

Furthermore, since the quality of the batteries varies from model to model, the product warranty does not cover damage caused by a possible leakage of liquid. When the scale is not in use, do not leave weights resting on the platform. Keep away from dust and moisture; do not expose to the sun or excessive temperatures.

In case of malfunction:

- check that the batteries are inserted correctly

Low battery indicator

If the scale does not turn on or shows "Lo", the batteries may be dead; replace the batteries.

### RATING LABEL

<b>Innoliving Spa</b> <b>Via Merloni, 2/B - 60131 Ancona - Italy</b>	
<b>INN-152 BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA</b> <b>DIGITAL BATHROOM SCALE</b>	
<b>MAX.: 180 Kg Div. 50 g</b>	
<b>3V == (2x AAA batt.)</b> <b>SOLO PER USO DOMESTICO</b> <b>HOUSEHOLD USE ONLY</b>	
<b>MADE IN CHINA</b>	
Lot:	



The product is made conforming with all the applicable European regulations



**INFORMATION TO USERS** according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/ UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.



The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the end of their life. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps preventing potentially negative consequences on the environment and human health.

**2 x batterie zinco carbone AAA da 1,5V** (include nella confezione)

**2 x 1,5V carbon zinc AAA batteries** (included in the package)

Modello / Model: R03

Fabbricate da / Manufactured by: **Foshan Nanhai District Li Shui Li Jing Power Supply Factory** - No.2 Workshop of No.1 Road, Xinlian Industrial Zone East, Lishui

**Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China**

Importate da / Imported by: **Innoliving Spa**

Via Merloni 2/B - 60131 Ancona, Italia

Data di produzione/ Mfg. Date: 04-2024

Peso / Weight / Peso: 2 x 7g

MADE IN CHINA





**innoliving**  
easy tech, easy life

Innoliving Spa  
Via Merloni, 2/B  
60131 Ancona Italy  
Tel 071 2133550  
[www.innoliving.it](http://www.innoliving.it)

MADE IN CHINA

CE

Rev.00\_04.2024