

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read the instructions carefully before use and keep this manual for future reference.
- The appliance is intended for domestic use only.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they are supervised or have received instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never immerse the appliance or base in water or other liquids.
- When the charger is connected to the mains, do not handle the appliance with wet hands or feet.
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use the appliance if the body or head is damaged.
- For hygiene reasons, if the product is used by more than one person, it is advisable to use a different head for each user.
- Do not pull the power cord to unplug the product.
- Do not wrap the power cord around the appliance. Do not bend or twist the power cord.
- Unplug the power cord in case of power failure and before cleaning the product.
- Do not attempt to modify or repair the appliance yourself. Repairs must be performed by an authorized service center or qualified personnel.
- This product is not a toy.
- Keep the product away from heat sources.
- The power cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the appliance must be scrapped.
- This is not a device for professional use in dental offices. Use it only to clean your teeth and gums. If you experience pain or bleeding, contact your doctor.
- The battery included in the toothbrush is not removable by the user and will be removed by the recovery and treatment center before disposal.
- The toothbrush must be charged using only the charging base provided.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery type: Li-ion battery 3.7V/ 600mAh
Nominal voltage: 100-240V ~ 50-60Hz
Power: 3,5W
IP grade: IPX7
Interchangeable heads models: INN-90801NEW, INN-90802, INN-90803, INN-90804, INN-90805, INN-90806
Charging base
LED charge level indicator

FUNCTIONS

- 3 cleaning modes: 1. Clean; 2. Sensitive; 3. Massage.
 - 2 minute timer. The toothbrush automatically turns off after 2 minutes of use.
 - Effective cleaning of lateral and medial teeth, spaces and gingival crevices.
- Suitable for daily use to remove food residues from the oral cavity.

LIST OF COMPONENTS



CHARGING MODE

MAKE SURE THE SWITCH IS OFF BEFORE CHARGING.

- Place the toothbrush on the charging base, making sure it is properly connected.

- While charging, the blue indicator light flashes continuously.
- Once the charging process is complete, the indicator light remains on.
- If the toothbrush is not used for a long time, the charging indicator may not appear immediately; wait 5-10 minutes for it to return to normal.

Please note that the charging time of the toothbrush is 12 hours.

When the toothbrush head does not rotate strongly, recharge it.

Battery life is 60 minutes in total, equivalent to about 10 days of use with 3 sessions of 2 minutes per day.

Do not charge for more than 24 hours, otherwise it will damage the battery life.

USE

Press the power button.

Select the brushing mode using the mode selection button.

The operating sequence is: clean mode, sensitive mode, and massage mode.

You can select the desired mode even when the device is off using the mode selection button, but the device will turn off if you don't press the power button within 5 seconds.

To switch from clean to sensitive mode, press the brushing mode button.

To use massage mode, press the brushing mode button again.

When you press the brushing mode button, the brushing mode indicator lights up, indicating the selected operating mode.

To turn off the toothbrush, press the power button.

Guide the toothbrush between your teeth to ensure effective cleaning of each tooth.

Hold the brush head in place for a few seconds before moving on to the next tooth.

Brush your teeth starting from the outer surfaces, then the inner surfaces, and finishing with the chewing surfaces. Avoid applying excessive pressure when brushing.

The INN-914 electric toothbrush is equipped with a pressure sensor: if you apply too much pressure (brushing too vigorously), the LED (h) will flash red quickly and you will feel a warning vibration. Reduce the pressure to protect your teeth and gums.

INSTALLING AND REPLACING THE BRUSH HEAD

- Insert the brush head bar directly onto the metal shaft of the handle when installing the new brush head;
- Pull the brush head straight out without rotating it when replacing it with a new brush head;
- Do not install the brush head in the wrong or opposite direction to avoid problems;

CLEANING AND MAINTENANCE

After use, rinse the head under running water, shake off excess water and store the toothbrush upright.

Do not immerse the toothbrush body in water. To clean, remove the head and wipe the toothbrush body with a damp cloth.


We recommend replacing the brush heads every 3 months, or whenever you notice excessive bristle wear. Use only the brush heads designed for this model.

After use, store the product in a dry place, away from heat sources.

RATING LABEL CHARGING BASE



TOOTHBRUSH



Read the instruction manual carefully.



Degree of protection against contact with water.



Class III insulated electrical appliance.



Double insulation



This device complies with all applicable European directives.



INFORMATION FOR USERS pursuant to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that at the end of its useful life the product must be collected separately from other waste.

The user must therefore deliver the equipment, complete with essential components, at the end of its useful life to suitable separate waste collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer upon purchase of a new, equivalent type of equipment, on a one-to-one basis, or one-to-zero basis for equipment with a longest side less than 25 cm. Appropriate separate waste collection for subsequent recycling, treatment, and environmentally compatible disposal of the discarded equipment helps avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials from which the equipment is composed. Illegal disposal of the product by the user will result in the application of the administrative penalties set forth in Legislative Decree no. 49 of March 14, 2014.



The battery included in the toothbrush is not removable by the user and will be removed by the recycling center before disposal. The batteries used in this device should be disposed of in the appropriate waste bins at the end of their useful life. Check local regulations regarding battery recycling. Correct disposal of batteries helps avoid negative consequences for the environment and health.

Technical information on the operating modes in accordance with EU Regulation 2023/826:

Mode	Power consumption	Period after which the equipment reaches the described mode
Off	-	-
Standby	0.2309W	When the battery is fully charged and the product is connected to the mains, the device automatically enters standby mode.
Networked Standby	-	-

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservare il presente manuale per consultazioni future.
- L'apparecchio è destinato al solo uso domestico.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, solo se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli associati.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non immergere mai l'apparecchio o la base in acqua o altri liquidi.
- Quando il caricabatterie è collegato alla rete elettrica non maneggiare l'apparecchio né con le mani, né con i piedi bagnati.
- Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il corpo o la testina risultano danneggiati.
- Per motivi igienici, nel caso in cui il prodotto venga utilizzato da più persone, è consigliabile utilizzare una testina diversa per ogni utilizzatore.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare il prodotto dall'alimentazione.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non piegare o torcere il cavo di alimentazione.
- Staccare il cavo di alimentazione in caso di mancanza di alimentazione e prima di procedere con la pulizia del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare l'apparecchio da soli. Le riparazioni devono essere eseguite da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere rottamato.
- Non è un'apparecchiatura per uso professionale in studi dentistici, utilizzare solo per pulire i denti e gengive, in caso di dolori o sanguinamenti contattare il medico.
- La batteria inclusa nello spazzolino non è removibile dall'utente e sarà il centro di recupero e trattamento ad estrarla prima dello smaltimento.
- Lo spazzolino deve essere ricaricato utilizzando solo la base di ricarica fornita.


SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria: Batteria Li-ion 3.7V/ 600mAh
Tensione nominale: 100-240V ~ 50-60Hz
Potenza: 3,5W
Grado IP: IPX7
Testine intercambiabili modello INN-90801NEW, INN-90802, INN-90803, INN-90804, INN-90805, INN-90806
Base ricarica
Indicatore LED del livello di carica

FUNZIONI

- 3 modalità di pulizia: 1. Normale; 2. Delicata; 3. Massaggio
 - Timer 2 minuti. Lo spazzolino si spegne automaticamente dopo 2 minuti di utilizzo.
 - Pulizia efficace dei denti laterali e mediali, degli spazi e delle fessure gengivali.
- Adatto all'uso quotidiano per la rimozione dei residui di cibo nel cavo orale.

LISTA DEI COMPONENTI



- a. Testina
- b. Manico dello spazzolino
- c. Pulsante di accensione
- d. Pulsante Modalità di Spazzolamento
- e. Indicatore Modalità di Pulizia normale
- f. Indicatore Modalità di Pulizia delicata
- g. Indicatore Modalità di Pulizia massaggio
- h. Indicatore di Ricarica
- i. Base di ricarica
- j. Cavo di alimentazione

MODALITÀ DI RICARICA

ASSICURARSI CHE L'INTERRUTTORE SIA SPENTO PRIMA DI RICARICARE.

- Posizionare lo spazzolino sulla base di ricarica, assicurandosi che sia correttamente collegata.
 - Durante la ricarica, l'indicatore luminoso blu lampeggia in modo continuo.
 - Una volta terminato il processo di ricarica, l'indicatore luminoso rimane acceso.
 - Se lo spazzolino non viene utilizzato per un lungo periodo, l'indicatore di carica potrebbe non comparire subito; attendere 5-10 minuti affinché torni alla normalità.
- Si prega di notare che il tempo di ricarica dello spazzolino è di 12 ore.
Quando la testina dello spazzolino non ruota con forza, provvedere a ricaricarlo.
L'autonomia della batteria è di 60 minuti complessivi, equivalenti a circa 20 giorni di utilizzo con 3 sessioni da 2 minuti al giorno.
Non caricare per un periodo superiore alle 24 ore, altrimenti si danneggerà la durata della batteria.

UTILIZZO

Premere il pulsante di accensione.
Selezionare la modalità di spazzolamento tramite il pulsante di selezione delle modalità.
La sequenza operativa è: modalità normale, modalità delicata, modalità massaggio.
È possibile selezionare la modalità desiderata anche da dispositivo spento tramite il pulsante di selezione delle modalità, ma il dispositivo si spegnerà se non si preme il pulsante di accensione entro 5 secondi.
Per passare dalla modalità normale a quella delicata, premere il pulsante della modalità di spazzolamento.
Se si desidera utilizzare la modalità massaggio, premere nuovamente il pulsante della modalità di spazzolamento.
Quando si preme il pulsante della modalità di spazzolamento, l'indicatore della modalità di spazzolamento si accende, indicando la modalità di funzionamento selezionata.
Per spegnere lo spazzolino, premere il pulsante di accensione.

Passare lentamente la testina da un dente all'altro.
Tenere la testina in posizione per alcuni secondi prima di passare al dente successivo.
Guidare lo spazzolino tra i denti per garantire una pulizia efficace di ciascuno.
Pulire i denti partendo dalle superfici esterne, poi quelle interne, terminando con le superfici masticatorie. Evitare di esercitare una pressione eccessiva durante lo spazzolamento.
Lo spazzolino elettrico INN-914 è dotato di un sensore di pressione: in caso di pressione eccessiva (spazzolamento troppo energico), il LED (h) lampeggerà velocemente in rosso e verrà emessa una vibrazione di avviso. Ridurre la pressione per proteggere denti e gengive.


INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA TESTINA

- Inserire la barra della testina direttamente sull'asta metallica dell'impugnatura quando si installa la nuova testina;
- estrarre la testina verticalmente senza ruotarla quando si deve sostituirla con una nuova testina;
- non installare la testina nella direzione sbagliata o opposta per evitare problemi;


PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo l'uso, sciacquare la testina sotto l'acqua corrente, eliminare l'eccesso d'acqua e riporre lo spazzolino in posizione verticale.
Non immergere il corpo dello spazzolino nell'acqua, per la pulizia, estrarre la testina e pulire il corpo dello spazzolino tramite un panno umido.
Si consiglia di sostituire le testine ogni 3 mesi e in ogni caso ogni qualvolta si noti un eccessivo consumo delle setole. Utilizzare solo le testine adatte a questo modello.
Dopo l'uso riporre il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore.

ETICHETTA DATI BASE RICARICA



SPAZZOLINO



Leggere attentamente il manuale di istruzioni.



Grado di protezione dal contatto con l'acqua.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe III.



Doppio isolamento

CE Questo dispositivo è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimesa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



La batteria inclusa nello spazzolino non è removibile dall'utente e sarà il centro di recupero e trattamento ad estrarla prima dello smaltimento. Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

Modalità	Consumo di energia	Periodo di tempo dopo il quale l'apparecchiatura raggiunge la modalità descritta
Spento	-	-
Standby	0.2309W	Quando la batteria è completamente carica e il prodotto è collegato alla rete, l'apparecchiatura entra automaticamente in modalità standby.
Standby in rete	-	-

Innolving Spa - Via Merloni, 2/b - 60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550 - www.innolving.it MADE IN CHINA
Prodotto sotto licenza ufficiale di Farmaceutici Dott. Ciccarelli

